

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОРТОПЕДИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

УЧАСТНИК ЮСС МЕДИКА ООД

№	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	МЯРКА	ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО	ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА МЯРКА В ЛВ. БЕЗ ДДС	ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛВ. БЕЗ ДДС
95	Комплект 1 брой Ъглово стабилна екстра-арткуларна плака за дистален радиус, Ø 2,5мм, 7/3;7/4;7/6 отвора, дясна или лява, титаниева с заключващи кортикални винтове Ø 2,5мм. самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 2мм, титаниева сплав и 1 брой стандартен кортикален винт Ø 2,5мм, самонарязващ, L 12 мм до L 38 мм през 2мм, титаниева сплав	комплект	15	Ъглово стабилна екстра-арткуларна плака за дистален радиус, Ø 2,5мм PW 254X-XX-X; SK 2510-XX-X; SK 2522-XX-X	AAP IMPLANTATE AG, Germany	1375,0000	20625,00
96	Комплект 1 брой права плака 3,5мм, 7/8/9 заключващо-компресионни отвора, със заключващи кортикални винтове 3,5мм, T15, самонарязващи, L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм; материал титаний	комплект	10	Правя плака 3,5мм PG 3555 -XX-X; SK 3525-XX-X; SK 3526-XX-X; SK 3512-XX-X; SK 3510-XX-X	AAP IMPLANTATE AG, Germany	1100,0000	11000,00
97	Комплект 1 брой Реконструктивна, ъглово стабилна плака 3,5мм със 6,7,8,9 кръгли заключващи отвора, със заключващи кортикални винтове 3,5мм, T15, самонарязващи с малка глава, L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм; материал титаний	комплект	10	Реконструктивна, ъглово стабилна плака 3,5мм PR 3550 -XX-X;SK 3525-XX-X; SK 3526-XX-X; SK 3512-XX-X; SK 3510-XX-X	AAP IMPLANTATE AG, Germany	1100,0000	11000,00

98	Комплект 1 брой 1/3 тубуларна,ъглово стабилна плака 3,5мм, 6/7/8/9 кръгли заключващи отвора; със заключващи кортикални винтове 3,5мм, T15, самонарязващи с малка глава, L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм; материал титаний	комплект	15	1/3 тубуларна,ъглово стабилна плака 3,5мм PG 3553 -XX-X; SK 3525-XX-X; SK 3526-XX-X; SK 3512-XX-X; SK 3510-XX-X	AAP IMPLANTATE AG, Germany	1100,0000	16500,00
99	Комплект 1 брой ъглово стабилна плака за Дистална Медиална Тибия 3,5 мм с кръгли заключващи отвори и заключващо компресионни отвори : лява или дясна: 4 отвора на shaft; с 10 броя заключващи кортикални винтове 3,5мм, T15, самонарязващ с малка глава, L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм; 3 броя заключващи кортикални винтове 3,5мм, T15, самонарязващи, L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм и 1 брой кортикален винт 3,5мм, самонарязващ L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм; материал титаний	комплект	10	ъглово стабилна плака за Дистална Медиална Тибия 3,5 мм PA 353X -XX-X; SK 3525-XX-X; SK 3526-XX-X, SK 3512-XX-X; SK 3510-XX-X	AAP IMPLANTATE AG, Germany	1160,0000	11600,00
100	Комплект Ъглово стабилна анатомична плака за Медиална Проксимална Тибия 3,5мм; ширина на главата 27,6мм; ширина на стъблото 12мм; дебелина 4,1мм; разстояние между отворите в стъблото 13мм; със заключващи, самонарязващи кортикални винтове с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката, самонарязващи кортикални винтове с малка глава и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний Комплекта съдържа:Ъглово стабилна медиална плака за проксимална тибия 3,5 с 4 кръгли заключващи отвори на главата на плаката, 1 компресионнен отвор и заключващо компресионни отвори на shaft на плаката 2 и 5 отвора; L 58-112 мм; леви и десни; Заключващ кортикален винт 3,5мм, T15, самонарязващ с малка глава, L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм; Кортикален винт 3,5мм, самонарязващ с малка глава L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм; Заключващ кортикален винт 3,5мм, с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката,T15, самонарязващ, L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм;Кортикален винт 3,5мм, самонарязващ L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм	комплект	5	Ъглово стабилна анатомична плака за Медиална Проксимална Тибия 3,5мм PA 355X -XX-X; SK 3525-XX-X; SK 3526-XX-X; SK 3512-XX-X; SK 3510-XX-X	AAP IMPLANTATE AG, Germany	1160,0000	5800,00

101	Комплект Ъглово стабилна анатомична плака за Проксимална Латерална Тибия 3,5мм; ширина на главата 34мм; ширина на стъблото 14мм; дебелина 4,2мм; разстояние между отворите в стъблото 13мм; със до 9 заключващи, самонарязващи кортикални винтове с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката, самонарязващи кортикални винтове с малка глава и стандартни, самонарязващи кортикални винтове; материал титаний. Комплекта съдържа: Ъглово стабилна латерална плака за проксимална тибия 3,5 с 7 кръгли заключващи отвори на главата на плаката, 1 компресионен отвор и заключващо компресионни отвори на shaft на плаката 7; 9 и 12 отвора: L 113-149-185 мм; леви и десни; Заключващ кортикален винт 3,5мм, T15, самонарязващ с малка глава, L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм Кортикален винт 3,5мм, самонарязващ с малка глава L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм Заключващ кортикален винт 3,5мм, с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към плаката, T15, самонарязващ, L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм; Кортикален винт 3,5мм, самонарязващ L 12мм до L 40 мм през 2мм; L 45мм до L 70 мм през 5мм	комплект	10	Ъглово стабилна анатомична плака за Проксимална Латерална Тибия 3,5мм PH 353X-XX-X; PH 352X-XX-X; PU 353X-XX-X; SK 3525-XX-X; SK 3526-XX-X; SK 3512-XX-X; SK 3510-XX-X; SK 2512-XX-X; SK 2726-XX-X	AAP IMPLANTATE AG, Germany	1160.0000	11600,00
102	Комплект 1 брой ъглово стабилна плака за Проксимален Хумерус 3,5мм с кръгли заключващи отвори и заключващо компресионни отвори; 3/4/5/6 отвора на shaft; с 6 броя заключващи спонгиозени винтове 3,8мм. T15, L 28 мм до L 60 мм през 2мм, титаниеви, 1 брой заключващ кортикален винт 3,5мм, T15, самонарязващ, L 18 мм до L 44 мм през 2мм, титаниев и един брой кортикален винт 3,5мм, самонарязващ, L 12 мм до L 38 мм; материал титаниева сплав; Ø на резбата 3,5мм; Ø на ядрото 2,4мм; ширина A/F 2,5мм; Ø на главата 6,0мм; материал титаний	комплект	10	Ъглово стабилна плака за Проксимален Хумерус 3,5мм PH 3510-XX-X; SK 3525-XX-X; SK 3526-XX-X; SK 3512-XX-X; SK 3510-XX-X; SP 3825-XX-X	AAP IMPLANTATE AG, Germany	1160,0000	11600,00
176	Феморална компонента с шиментно закрепване; материал Co Cr Mo сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиялна компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции	комплект	5	ФЕМОРАЛНА K-TA Fine ц-а 500210XX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1500,0000	7500,00

177	Тибялна цементна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибялна част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибялната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;	комплект		5	ТИБИАЛНА К-ТА Monobloc ц-а 50052XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1400,0000	7000,00
178	Тибялна цементна компонента с фиксация: проксимална повърхност с улеи по периферията за неподвижно фиксиране на тибялния инсърт; материал - титаниева сплав Ti6Al4V сплав; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибялната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;	комплект		5	ТИБИАЛНА К-ТА Monobloc ц-а Fixed 50082XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1400,0000	7000,00
179	Полиетиленов инсърт за мобилна платформа: материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибялен компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибялната компонента – “mobile bearing”; ултраконгруентен на феморалната компонента; Реконструктивен имплант за фиксация на предна кръстна връзка с възможност за настройване	комплект		5	И-Т ТИБИАЛЕН Fine 50023XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	900,0000	4500,00
180	Полиетиленов инсърт с фиксация: материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за предно - задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибялен компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; фиксиран по отношение на тибялната компонента – “fixed bearing”; ултраконгруентен на феморалната компонента; Реконструктивен имплант за фиксация на предна кръстна връзка с възможност за настройване	комплект		5	И-Т ТИБИАЛЕН Fixed 50073XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	900,0000	4500,00

181	Феморална циментна компонента с възможност за поставяне анкериращо тибиялно, модулаторно стебло: материал Co Cr Mo сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиялна компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции;	комплект	5	ФЕМОРАЛНА К-ТА REV ц-на 500310XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	2600,0000	13000,00
182	Тибиялна циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиялна част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиялната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; Стеблото се фиксира с винт за тибиялната компонента	комплект	5	ТИБИАЛНА К-ТА REV ц-на 500221XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1400,0000	7000,00
183	Полиетиленов инсърт: материал полиетилен с ултрависока молекулярна маса; с вертикална част за задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиялен компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибиялната компонента; ултраконгруентен на феморалната компонента;	комплект	5	И-Т ТИБИАЛЕН REV 50033XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	870,0000	4350,00
184	Екстензионен винт за инсърти 15/17мм. Материал - (CoCrMo).	комплект	10	ВИНТ Monobloc 15/17 50026300	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	600,0000	6000,00
185	Анкериращо тибиялно, модулаторно стебло. Материал CoCrMo. Размери: Къс- 12мм; Прав - 70мм; Offset - 70мм; Среден - 40мм.	комплект	5	ТИБИО И ФЕМО-О СТЕБЛО modulairmo 50025XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	400,0000	2000,00
186	Водещ тибиялен пин. Материал: (CoCrMo). Два размера - за инсърти 10/11/12мм и за инсърти 15/17мм	комплект	1	ВОДЕЩ ПИН ТИБИАЛЕН 50026XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	300,0000	300,00
187	Индивидуален еднократен инструмент за поставяне на колянна протеза	бр	1	Индивидуален сет инструменти за колянна 9000 6xxx	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1250,0000	1250,00
188	Индивидуални еднократни водещи блокчета за поставяне на колянна протеза	бр	1	Индивидуални шаблони за колянна 9000xxxx	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1000,0000	1000,00

189	Еднократна електрическа всмукателна система - пулс лаваж	бр	15	Система за пулсов Лаваж W-203-B	GUANGZHOU CLEAN MEDICAL PRODUCTS MANUFACTURING CORP	100,0000	1500,00
190	Стеблото да е без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14 5°40'. Изработено е от неръждаема стомана (M30NW). Девет размера на стеблото: A-115mm CCD ъгъл от 134°; B-121mm CCD ъгъл от 135°; C-127mm CCD ъгъл от 136°; D-133mm CCD ъгъл от 137°; E-140mm CCD ъгъл от 138°; F-146mm CCD ъгъл от 139°; G-153mm CCD ъгъл от 140°; H-161mm CCD ъгъл от 141°; I-169mm CCD ъгъл от 142°.	комплект	5	СТЕБЛО ARCAD SO 12-14 30300XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1200,0000	6000,00
191	По - дълго циментно стеблото без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14 5° 40' и. Изработено е от неръждаема стомана (M30NW). Четири размера на стеблото: C-200mm CCD ъгъл от 136°; D-215mm CCD ъгъл от 137°; E-230mm CCD ъгъл от 138°; F-245mm CCD ъгъл от 139°.	комплект	5	СТЕБЛО ARCAD XL 12-14 30290XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	2000,0000	10000,00
192	Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. Стандартно стебло за ляво и дясно бедро с конус на шийката 12/14 5°40'. Да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност. Покритието е с пориозен титан и хидроксиапатит. Изработено е от (Ti6Al4V); хидроксиапатитът (HA). Девет размера на стеблото: A-115mm CCD ъгъл от 134°; B-121mm CCD ъгъл от 135°; C-127mm CCD ъгъл от 136°; D-133mm CCD ъгъл от 137°; E-140mm CCD ъгъл от 138°; F-146mm CCD ъгъл от 139°; G-153mm CCD ъгъл от 140°; H-161mm CCD ъгъл от 141°; I-169mm CCD ъгъл от 142°.	комплект	5	СТЕБЛО ARCAD HA 12-14 30280XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1300,0000	6500,00

193	Тазобедреното стъбло да е за безциментна фиксация. Стъблата да са със овална, компютърно – моделирана и анатомична форма, различни за ляво и дясно бедро. Стъблата да контактуват в три равнини с повърхността на костно – мозъчния канал. CCD ъгъл от 134°. Стъблата да са изработени са от титанова сплав – тип Ti6Al4V и да са покрити с хидроксипатит. Конусът на шийката да е 12/14 5°40. Размерите да са 7 за ляво и 7 за дясно бедро: B-115mm; C-120mm; D-124mm; E-131mm; F-139mm; G-146mm; H-153mm.	комплект		5	СТЕБЛО SPS HA 30220XXX, 30230XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1800,0000	9000,00
194	Модулно анатомично тазобедрено стъбло за безциментна фиксация, компютърно-моделирана и анатомична форма за ляво и дясно бедро с модулна шийка. Предоставя възможност за избор на комбинации на различни ъгли, дължини и позиции на бедрената шийка, която да е произведена от сплав CoCrMo). Материалът, от който да е изработено стъблото да е Ti6Al4V и да е покрито с хидроксипатит, да има 6 размера за ляво и 6 размера за дясно бедро: C-120mm; D-124mm; E-131mm; F-139mm; G-146mm; H-153mm. Да се комбинира с 12 модела модулни шийки 12/14. Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Петро S 15°; Анте Петро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Петро Дясна S; Варус Петро Дясна L; Варус Петро Лява S; Варус Петро Лява L. Изработени от материал CoCrMo	комплект		5	СТЕБЛО SPS MODULAR 30250XXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1550,0000	7750,00
195	Индивидуално бедрено стъбло за безциментна фиксация. Да се изработва с компютърна програма по поръчка за конкретен пациент, болницата предоставя само необходимите ядрено - магнитне срезове на съответния долен крайник. Материалът да бъде титанова сплав (Ti6Al4V), стъблото да бъде покрито с пориозен титан и хидроксипатит.	комплект		2	СТЕБЛО Custom 30000000	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	9290,0000	18580,00
196	Ацетабулна капсула за циментно закрепване: пълна хемисфера тип Мюлер II, с 1,5мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметър има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата. Подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата, с цел и повърхност улесняваща позиционирането на капсулата и подпомагащ равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента. Минимална дебелина на капсулата – 6мм, за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване. Материалът (UHMWPE). Рзмери от Ø 44 до Ø 60мм, през 2мм; за феморални глави с диаметър 28мм и 32мм	комплект		5	КАПСУЛА UHMWPE 61300XXXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	600,0000	3000,00

197	Биполярна капсула със застопоряващ, обезопасяващ клип. Размери: Ø 43 мм до Ø 55мм през 1 мм. Материал: Стомана CrNi. Съвместима с феморални глави с Ø 28 мм	комплект	5	Капсула Bibop Cup 1014XX28	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	775,0000	3875,00
198	Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация, да е изработена от титаниева сплав Ti6Al4V и покрита с пориозен титан и хидрксиапатит. С екваториална яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Фиксацията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ø40mm до Ø70mm, през 2mm. Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметри Ø22,22mm; Ø28mm; Ø32mm и Ø36mm. Втулката да е изработена от UHMWPE или (Чирулен 1020 X – ASTM F2565) и да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.	комплект	5	КАПСУЛА HILOCK LINE CUP 1017XXXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1150,0000	5750,00
199	Керамична ацетабуларна капсула за безциментно закрепване пресфит. Капсулата да е от титаниева сплав (Ti6Al4V). Да е покрита с пориозен титан и хидрксиапатит. Геометричната форма на капсулата да е 180° хемисфера с леко изгладена полярна зона. Средната дебелина на капсулата да е 7мм в екваториалната зона. Да бъде покрита с пориозен титан 0,5мм и хидрксиапатит 0,04мм и покритието да е постигнато чрез вакуум, плазма - спрей, торчинг, техника. Биологичният разтвор от контакта на костта с хидрксиапатитното покритие да води до бърза остео – интеграцията, осигуряваща вторична стабилност и минимизираме на микродвиженията между костта и капсулата. Дизайнът ѝ да осигурява отличен пресфит и не налага използването на титаниеви винтове. При необходимост се използват спонгиозни винтове от 6,5мм, 3 броя. Размери от Ø 40 до Ø 64мм. Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с феморални глави с диаметър Ø 28, Ø 32, Ø 36, Ø40 мм	комплект	5	КАПСУЛА APRIL CUP 1025XXXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1400,0000	7000,00

200	Капсули за безциментна фиксация. Изработени от титаниева сплав (Ti6AL4V) и покрити с пориозен титан и хидроксипатит. С есваториална яка с 1,4мм, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидроксипатит. Налични са инлеи с 0° и 10° инклинация. Фиксацията на инлея към капсулата да се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Възможност за допълнителна фиксация с винтове с титаниева кука в единия край, която може да бъде извита или премахната според случая. На 180° са разположени 2 ушечки, позволяващи винтова фиксация чрез тях, увеличаващи по този начин първичната стабилност. Размери от Ø 48мм до Ø 70мм, през 2мм; Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметър 22,22мм; 28мм; 32мм и 36мм. Инлеят е изработен от (UHMWPE) или (Чирулен 1020 X – ASTM F2565), да бъде стелиризитан с гама лъчи под нитроген.	комплект		5	КАПСУЛА HILOCK Rev CUP 1007XXXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1400,0000	7000,00
201	Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване. Екваториална яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърхността за костното вращаване. Размери на капсулата от Ø 43мм до Ø 69мм през 2мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксипатит.	комплект		5	КАПСУЛА SUNFIT БЕЗЦ-А RM453200XX	SERF Dedienne Sante	1190,0000	5950,00
202	Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване с ухо. Екваториалната яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърхността за костното вращаване. Размери на капсулата от Ø 43 мм до Ø 69 мм през 2 мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксипатит	комплект		5	КАПСУЛА Novae E TH БЕЗЦ-А RM450500XX	SERF Dedienne Sante	1800,0000	9000,00
203	Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване с кука и 2 уши. Екваториалната яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърхността за костното вращаване. Размери на капсулата от Ø 43 мм до Ø 69 мм през 2 мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксипатит	комплект		5	КАПСУЛА Novae Coptos TH БЕЗЦ-А RM453600XX	SERF Dedienne Sante	2000,0000	10000,00

204	Бинартикуларна ацетабулна Капсула за циментна фиксация. Материал неръждаема стомана РММА . Размери на капсулата от Ø 43мм до Ø 69мм през 2мм.	комплект		5 КАПСУЛА STICK Ц-А RM490100XX	SERF Dedienne Sante	1115,0000	5575,00
205	Биполярна капсула със застопоряващ, обезопасяващ клип. Размери: Ø 39 мм до Ø 59мм през 2 мм. Материал: Стомана CrNi. Съвместима с фемурални глави с Ø 22,22 и 28 мм	комплект		5 Капсула CHIBF RM450500XX	SERF Dedienne Sante	775,0000	3875,00
206	Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметри Ø22,22мм; Ø28мм и Ø32мм, да е изработен от UHMWPE, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.	комплект		5 ИНСЪРТ INLOCK 1513XXXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	300,0000	1500,00
207	Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметри Ø28мм , Ø32мм и Ø36мм да е изработен от Чирулен 1020 X - ASTM F2565, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.	комплект		5 ИНСЪРТ INLOCK крослинк 1505XXXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	550,0000	2750,00
208	Керамични инсърти с форма на пресечен конус. Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с феморални глави с диаметър Ø 28, Ø 32, Ø 36, Ø40 мм.	комплект		5 ИНСЪРТ Ceram Tec Delta 1510XXXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	895,0000	4475,00
209	Инлеи с вътрешният диаметър позволяващ работата с феморални глави с диаметри Ø22,22мм; Ø28мм и Ø32мм, да е изработен от крослинк полиетилен UHMWPE, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.	комплект		5 ИНСЪРТ CI RM511000XX	SERF Dedienne Sante	300,0000	1500,00
210	Феморална глава съвместима с конус 12/14 5°40', материал неръждаема стомана, с размери Ø 28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм; L +3,5мм, XL +7мм) и Ø32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм)	комплект		5 ГЛАВА Stainless Steel 2011XXXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	650,0000	3250,00
211	Феморалната глава да е съвместима с конус 12/14 5°40', материал CoCrMo, с размери Ø22,22мм (офсет S -2мм; M 0мм; L +4мм), Ø28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм; L +3,5мм; XL +7мм), Ø32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) и Ø36мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм, XL + 8мм).	комплект		5 Ф-А ГЛАВА CoCrMo 2010XXXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	750,0000	3750,00
212	Феморалните глави да съвместими с конус 12/14 5°40', изработени от материал керамика, с размери Ø 28 (офсет S -3,5мм; M 0мм; L +3,5мм), Ø 32 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +7мм), Ø 36 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8мм), Ø 40мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм)	комплект		5 Ф-А ГЛАВА BIOLOX delta Ceram - APRIL 2014XXXX	Symbios Orthopedie SA, Switzerland	1150,0000	5750,00

Модулни шийки, видове: Нормал S, Нормал L, Варус Валуе S 8°, Варус Валуе L 8°, Ante Петро S 15°, Ante Петро L 15°, Варус Валуе S 16°, Варус Валуе L 16°, Варус Петро Дяена S, Варус Петро Дяена L, Варус Петро Дява S, Варус Петро Дява L. Изработени от материал CoCrMo. Конусът на шийката да е 12/14 5°40'	комплект	5	МОДУЛ-А Ш-КА 12/14 3314XXXX	Symbios Orthopedie S.A. Switzerland	300,0000	1500,00
Заключващи дистални винтове с дължина от L = 25mm до L = 50mm (през 5mm), изработени от титаниева сплав (Ti6Al4V)	комплект	2	Заключващи дистални болтове 800450XX	Symbios Orthopedie S.A. Switzerland	122,5000	245,00
Укрепващ кейдж за ацетабуларна ревизия, ляв и десен, с възможност за фиксиране към обтураторния отвор и винтова фиксация. Размери: от 50 мм до 60 мм през 2 мм. Материал: перъждаема стомана PMMA с винтове	комплект	1	ПЛАКА KE RM48010XXX	SFRI Dedienne Sante	1000,0000	2000,00
ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛВ. БЕЗ ДДС						312200,00